

Mobilier d'hôpital - Chariots d'urgence **ES-275**

Hospital furniture - Emergency trolley



CHARIOTS D'URGENCE - Bâti en acier recouvert de peinture époxy. La base, le plateau et les parois étant en plastique. Les chariots multifonctions sont légers et maniables lors des déplacements avec poignée. Equipés de: 2 tiroirs mm. 570 X 70 h. 2 tiroirs mm. 570 X 140 h. 1 tiroir mm. 570 X 210 h. Plateau escamotable sur le côté 1 tiroir inclinable, 1 porte-déchets à deux compartiments 1 porte-flacons, 1 plateau avec rebord 1 tige avec support plate-forme pour défi brillateur 1 pied à sérum réglable en hauteur 1 table de massage cardiaque 09.8005, Pare-chocs. Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, dont deux avec frein.

Longueur mt: **0,85** Largeur mt: **0,52** Taille mt: **1,01**

EMERGENCY CARTS - Steel frame painted with epoxidic powders. Base, working surface and panels in plastics. Multifunction cart are light and handy to move around with big push handle. Complete with: 2 drawers mm. 570 X 70 h. 2 drawers mm. 570 X 140 h. 1 drawer mm. 570 X 210 h. Slide-out work surface 1 tiltable drawer, 1 double-bin waste container 1 medicine-bottle holder, 1 surface with raised edges 1 pole with support for defi brillator platform 1 height-adjustable IV pole 1 cardiac massage (CPR) device 09.8005 Bumpers all around the trolley. Equipped with 4 Ø 125 mm. swivel casters, two with brake.

Length mt: **0,85** Width mt: **0,52** Height mt: **1,01**



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14002 Castelnuovo D.B.(AT) - I
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.4ci.com

