




# ESK-B8e

Lit ICU économique



MOBILIER MEDICAL



## ESK-B8e lit électrique cinq fonctions

### Paramètres techniques:

- ▶ Taille extérieure (Lxlxh): 2170x1065x (435-725) mm
- ▶ Plate-forme de matelas: 1925x900mm
- ▶ Charge de travail sûre: 250 kg
- ▶ Réglage du dossier: 0-75 ° ( $\pm 10$  °)
- ▶ Réglage du repose-genoux: 0-35 ° ( $\pm 10$  °)
- ▶ Trendelenburg inversé: 0-12 °
- ▶ Trendelenburg: 0-12 °
- ▶ Indicateur d'angle: 0-90 °

### Configuration technique:

- ▶ Moteur Linear: 4pcs
- ▶ Roulettes Double Side Secure ® de 5 ", Verrouillage Central: 4pcs
- ▶ ABS Side Rail Extra Hauteur: 1set
- ▶ Extrémités de lit ABS avec verrouillage sécurisé: 1set
- ▶ Contrôleur manuel: 1set
- ▶ Potence porte serum: 1set
- ▶ Potence porte serum prévision: 4 pièces
- ▶ Crochet de drainage: 2 pièces
- ▶ Pédale de verrouillage centrale: 2 pièces

### Fonctionnalités optionnelles (avec supplément)

- ▶ RCR manuelle
- ▶ RCR électrique
- ▶ Système de pesage
- ▶ Batterie de secours
- ▶ Surface du lit aux rayons X
- ▶ Pôle de singe
- ▶ Balkan Traction Frame
- ▶ Roue directionnelle

