



#### Mod. 4020/N

Dimensioni: 505x460x80  
Cassetta finitura grigio antigraffio,  
vassoio inclinato.  
Case in anti-scratch grey finishing  
with tilting tray.  
Boîte en revêtement gris antigraffure  
avec plateau incliné.



#### Mod. 4020/E

Dimensioni: 480x360x70  
Cassetta in legno laccato bianco.  
White lacquered wooden case.  
Boîte laquée blanche.



#### Mod. 4020/S

Dimensioni: 480x360x65  
Cassetta rivestita in laminato.  
Laminated case.  
Boîte laminée.



#### CERCHIETTO PLASTICA PLASTICS RIM

#### BAGUE PLASTIQUE

CORREDO OTTICO:  
232 lenti

LENS SET CONTENTS:  
232 lenses

COMPOSITION:  
232 verres

#### SFERICHE / SPHERES:

34 PAIA / PAIRS + // 34 PAIA / PAIRS -		
in 1/8	D.	0,12 - 0,25
in 1/4	D.	0,50 - 4,00
in 1/2	D.	4,50 - 7,00
in 1	D.	8,00 - 16,00
in 2	D.	18,00 - 20,00

#### CILINDR./CYLIND:

19 PAIA / PAIRS + // 19 PAIA / PAIRS -		
in 1/8	D.	0,12 - 0,25
in 1/4	D.	0,50 - 3,50
in 1/2	D.	4,00 - 5,00
in 1	D.	6,00

#### PRISMI - PRIMS:

10 LENTI / LENSES		
in 1	D.	1,00 - 10,00

#### ACCESSORIES:

10 LENTI / LENSES  
Rosso - Verde - Neutra - Smerigliata -  
Reticoli centraggio - Prisma di Maddox -  
Otturatore - Foro stenopeico - Fessura.  
Red - Green - Blank - Frosted - Centration  
- Shutter - Pinhole - Stenopaic slit -  
Maddox prism.  
Rouge - Vert - Neutre - Dépôlis - Réseau  
Centrage - Prisme de Maddox - Obturateur -  
Trou Sténopaic - Fente.



#### Mod. 4211/MPL

Modulo su ruote con vassoio inclinabile.  
Quattro cassette per accessori.  
Mobile con finitura antigraffio.

Cabinet on castors in anti-scratch finishing with  
tilting tray.  
Four drawers for accessories.

Meuble roulant en revêtement antigraffure avec  
plateau incliné.  
Quatre tiroirs pour accessoires.



## CASSETTE LENTI DI PROVA

- Serie di lenti di prova Ø 38 mm. con cerchietto in ALPACCA.

Le lenti cilindriche e prismatiche hanno l'asse marcato da due tratti incisi e da due segmenti smerigliati simmetrici e paralleli all'asse stesso.

- Serie di lenti di prova Ø 22 mm. con cerchietto in PLASTICA di diametro esterno 38 mm.

## TRIAL LENS CASES

- Trial lens set Ø 38 mm. with NICKEL SILVER rims. Axis of cylinders and prisms is marked by two engraved cut-lines and by two frosted segments, which are symmetric and parallel to the axis itself.
- Trial lens set Ø 22 mm. with PLASTIC rims (outside diameter 38 mm.)

## BOÎTES DE VERRES D'ESSAI

- Série de verres d'essai Ø 38 mm. avec bague en ARGENTAN.

L'axe des cylindres et des prismes est marqué par deux gravures et par deux segments dépolis, qui sont symétriques et parallèles à l'axe même.

- Série de verres d'essai Ø 22 mm. avec bague en PLASTIQUE de diamètre extérieur 38 mm.

# TRIAL LENS



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

